

Anticorpo Monoclonal De Coelho Pan-Succinyl-K - Anticorpo De Lisina Succinilada Para Wb, Ip, Db, Elisa

Número do item: CM0000013

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Pan-Succinyl-K para detecção de resíduos de lisina succinilada. Adequado para WB, IP, DB, ELISA com ampla reatividade cruzada prevista (humano, rato, rato). Ideal para pesquisa de modificação pós-traducional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Pan-Succinyl-K
Imunogênio	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência contendo K succinilado.
Fonte	Coelho
Categoria	Outros Anticorpos Modificados
Aplicação	WB, IP, DB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Faixa Prevista)
Envio	Saco de Gelo