

Anticorpo Policlonado De Coelho Pan-Succinil-K Para Aplicações Wb E Elisa

Número do item: CM0000009

introdução

Anticorpo policlonado de coelho de alta qualidade direcionado à pan-succinil-lisina, validado para Western blot e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de succinilação de lisina e metabolismo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Pan-Succinil-K pAb de Coelho
Espécie	Humano
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência que contém Succinil-K.
Origem	Coelho
Categoria	Outros Anticorpos Modificados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
Envio	Bolsa de gelo