

Mab De Coelho Contra Motivo Pan-Simétrico De Di-Metil Arginina Para Aplicações Em Wb E Elisa

Número do item: CM0000206

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra o motivo pan-simétrico de di-metil arginina para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo, rato e possui reatividade prevista para uma ampla gama de espécies. Indicado para pesquisa em metilação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho contra Motivo Pan-Simétrico de Di-Metil Arginina
Espécie	Humano
Imunógeno	Peptídeo Sintético (Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência contendo R Di-Metil Simétrico)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Gama Prevista)
Envio	Bolsa de gelo