

Anticorpo Policlonal De Coelho Pan-Symmetric Di-Methyl Arginine Para Western Blot (Wb) E Elisa

Número do item: CM0000218

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho (pAb) pan-Symmetric Di-Methyl Arginine de alta pureza para Western Blot (WB) e ELISA, produzido contra um peptídeo de dimetilarginina simétrica. Oferece ampla reatividade cruzada prevista em humano, camundongo e rato para estudos de metilação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho pan-Symmetric Di-Methyl Arginine
ID do Gene (Humano)	pan Rme2s
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência contendo R metilado.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Faixa Prevista)
Envio	Em saco de gelo