

Anticorpo Policlonal De Coelho Pan-Tri-Metil Lisina Para Wb, Ip, Elisa, Chip - Camelbio

Número do item: CM0000211

introdução

A CamelBio oferece um anticorpo policlonal de coelho pan-tri-metil lisina, validado para Western blot, imunoprecipitação, ELISA e ChIP. Detecta modificações de lisina tri-metilada em humanos, camundongos, ratos e outras espécies. Ideal para estudos epigenéticos e de vias de sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho pan-Tri-Metil lisina
ID do Gene (Humano)	pan Kme1
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência contendo K tri-metilada.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, IP, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Faixa Ampla Prevista)
Envio	Saco com gelo