

Anticorpo Policlonal De Coelho Pan-Trimetil-Lisina (Pan Kme3) Para Wb E Elisa

Número do item: CM0000210

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a pan-trimetil-lisina (pan Kme3) para aplicações de WB e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisas epigenéticas e de modificações pós-traducionais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pan-TriMetil-lisina pAb de Coelho
ID do Gene (Humano)	pan Kme3
Imunógeno	Peptídeo sintético contendo K trimetilada
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
Envio	Saco com gelo