

Anticorpo Policlonal De Coelho Para O Motivo Remanescente De Panubiquitina (K-E-Gg) Para Wb E Elisa

Número do item: CM0000039

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-motivo remanescente de panubiquitina (K-ε-GG) validado para Western blot e ELISA. Detecta o motivo ubiquitinado em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa em ubiquitina e desenvolvimento de ensaios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho para o motivo remanescente de panubiquitina (K-ε-GG)
Imunógeno	Peptídeo sintético contendo o motivo ubiquitinado (K-ε-GG)
Origem	Coelho
Categoria	Outros Anticorpos Modificados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
Envio	Bolsa de gelo