

Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Par4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Iz0

Número do item: CM0005789



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-PAR4 de alta especificidade para WB, IHC-P, ELISA. Reage com PAR4 humano e murino, uma proteína pró-apoptótica para pesquisa em câncer e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-PAR4 de Coelho
Observações/Alias	PAR4; Par-4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5074
ID do Gene	5074
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 241-340 da PAR4 humana (Q96Iz0).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q96Iz0
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Bolsa de gelo