

## Anticorpo Policloonal De Coelho Para Parg Para Wb, Elisa - Q86W56

Número do item: CM0014333



### introdução

Anticorpo Policloonal de Coelho para PARG validado para Western blotting e ELISA. Reconhece a poli(ADP-ribose) glicohidrolase humana, uma enzima chave no reparo de danos no DNA e no metabolismo da ADP-ribosilação. Peso molecular previsto de 111 kDa.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | PARG Rabbit pAb                                                                                                           |
| Observações/Alias   | PARG99; PARG                                                                                                              |
| Espécie             | Humano                                                                                                                    |
| ID do Gene (Humano) | 8505                                                                                                                      |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 777-976 da PARG humana (NP_003622.2) |
| Origem              | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                    |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                 |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                    |
| SWISS               | Q86W56                                                                                                                    |
| Peso da Proteína    | 111kDa                                                                                                                    |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                             |