

Anticorpo Policlonal De Coelho Parp10 Para Wb, Elisa - Q53GI7

Número do item: CM0016292



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o PARP10 humano (ARTD10), validado para WB e ELISA. Adequado para estudos sobre reparo de danos ao DNA, ADP-ribosilação e vias de sinalização do GSK3B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PARP10 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ARTD10; PARP10
Espécie	Humano
GeneID (humano)	84875
GeneID	84875
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do PARP10 humano (NP_116178.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q53GL7
Peso da Proteína	110kDa
Envio	Saco de gelo