


Anticorpo Policlonal De Coelho Parp3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6F1

Número do item: CM0030560



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o PARP3 (ARTD3) para Western blot, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com humano, rato, camundongo. Útil para estudar reparo de DNA e mono-ADP-ribosilação. Peso 60 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PARP3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	IRT1; ARTD3; ADPRT3; ADPRTL2; ADPRTL3; PADPRT-3; PARP3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10039
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 178-533 do PARP3 humano humano (NP_0055476.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y6F1
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Saco de gelo