

Anticorpo Monoclonal De Coelho Pax3 Para Wb, Elisa - P23760

Número do item: CM0007575



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-PAX3 validado para Western blot e ELISA. Reage com PAX3 humano, de camundongo e de rato, um fator de transcrição chave no desenvolvimento da crista neural e na miogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	PAX3 mAb de Coelho
Observações/Apelido	WS1; WS3; CDHS; HUP2; PAX-3; PAX3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5077
GeneID	5077
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 350-450 do PAX3 humano (NP_852122.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23760
Peso da Proteína	53kDa
Envio	Saco com gelo