

Anticorpo Policlonal De Coelho Pax4 Para Wb, Elisa - 043316

Número do item: CM0026928

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho PAX4 validado para Western blot (WB) e ELISA. Reage com PAX4 humano e de camundongo, um fator de transcrição crucial para o desenvolvimento de células beta pancreáticas. Ideal para pesquisa em diabetes e diferenciação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PAX4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	KPD; MODY9; PAX4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5078
GeneID	5078
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-200 do PAX4 humano (NP_006184.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O43316
Peso Proteico	38kDa
Envio	Em saco de gelo