

Anticorpo Policlonal De Coelho Pcgf3 Para Wb E Elisa - Q3Knv8

Número do item: CM0025988

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PCGF3 humano (RNF3A), uma proteína do grupo polycomb envolvida na repressão gênica e modificação de histonas. Validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo. Adequado para pesquisa epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PCGF3 Coelho pAb
Observações/Apêndice	RNF3; DONG1; RNF3A; PCGF3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10336
GeneID	10336
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-242 do PCGF3 humano (NP_006306.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q3KNV8
Peso Proteico	28kDa
Envio	Saco de Gelo