

## Pcnp Rabbit Pab Para Wb, Elisa - Q8Ww12

Número do item: CM0013258

### introdução

Anticorpo policlonal direcionado à PCNP humana, uma proteína nuclear envolvida na regulação do ciclo celular. Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | PCNP Rabbit pAb                                                                                                         |
| Observações/Alias   | PCNP                                                                                                                    |
| Espécie             | Humana                                                                                                                  |
| GeneID (Humano)     | 57092                                                                                                                   |
| GeneID              | 57092                                                                                                                   |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-178 da PCNP humana (NP_065090.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                  |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                  |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                               |
| Reatividade Cruzada | Camundongo, Rato                                                                                                        |
| SWISS               | Q8WW12                                                                                                                  |
| Peso da Proteína    | 19kDa                                                                                                                   |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                           |