

Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Pd-L1/Cd274 Para Fc, Elisa, Inibição - Q9Nzq7

Número do item: CM0003712



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra PD-L1/CD274 humano (B7-H1), validado para citometria de fluxo, ELISA e ensaios de inibição. Imunógeno recombinante (aa 1-290), 33 kDa, para pesquisa de checkpoint imunológico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho PD-L1/CD274
Observações/Apelido	B7-H, B7H1, PDL1, PD-L1, hPD-L1, PDCD1L1, PDCD1LG1, PD-L1/CD274
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	29126
GeneID	29126
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-290 do PD-L1/CD274 humano (Q9NZQ7)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC, ELISA, Inibição
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NZQ7
Peso Proteico	33kDa
Envio	Em saco de gelo