

Pdap1 Rabbit Pab Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13442

Número do item: CM0028099

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PDAP1 humano (PAP1/HASPP28), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar a sinalização de PDGF e a regulação do crescimento celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PDAP1 Rabbit pAb
Observações/Alias	PAP; PAP1; HASPP28; PDAP1
Espécie	Humano
GeneID	11333
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do PDAP1 humano (NP_055706.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13442
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Bolsa de gelo