

Anticorpo Policlonal De Coelho Pdc - P20941

Número do item: CM0017184

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Fosducina (PDC) validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reconhece PDC humano, de rato e camundongo. Imunógeno recombinante correspondente aos aminoácidos 1-246 da PDC humana. Ideal para pesquisa de transdução visual.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho PDC
Observações/Apelido	PHD; MEKA; PhLP; PhLOP; PDC
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5132
GeneID	5132
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-246 da PDC humana (NP_002588.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P20941
Peso Proteico	28kDa
Envio	Saco de gelo