

Anticorpo Policlonal Coelho Pdcd2L Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Brp1

Número do item: CM0029823

introdução

Anticorpo Policlonal Coelho PDCD2L para detecção de PDCD2L humano, de rato e de camundongo. Adequado para Western blot, IHC-P e ELISA. Ideal para estudar a biogênese do ribossomo e a função chaperona de montagem uS5.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal Coelho PDCD2L
Observações/Apelido	PDCD2L
Espécie	Humano
ID do Gene	84306
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-358 do PDCD2L humano (NP_115722.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BRP1
Peso Proteico	39kDa
Envio	Saco de gelo