

Anticorpo Policlonal De Coelho Pde11A Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hcr9

Número do item: CM0023679

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho PDE11A validado para WB, IF/ICC, ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudar a hidrólise de cAMP/cGMP e transdução de sinais em amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PDE11A pAb de Coelho
Observações/Apelido	PPNAD2; PDE11A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	50940
ID do Gene	50940
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 712-933 do PDE11A humano (NP_058649.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9HCR9
Peso Proteico	105kDa
Envio	Saco de gelo