


Pde6G Coelho Pab Para Wb, If/Icc, Elisa - P18545

Número do item: CM0019535



introdução

A CamelBio fornece PDE6G Coelho pAb, um anticorpo policlonal validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta PDE6G humano, de camundongo e de rato, a subunidade inibidora da fosfodiesterase de cGMP de bastonetes envolvida na fototransdução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PDE6G Coelho pAb
Observações/Apelido	PDEG; RP57; PDE6G
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5148
GeneID	5148
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-87 do PDE6G humano (NP_002593.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P18545
Peso Proteico	10 kDa
Envio	Saco de gelo