

Anticorpo Policlonal De Coelho Pdha2 (Wb, If/Icc, Elisa) - P29803

Número do item: CM0027814

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao PDHA2 humano (subunidade alfa da piruvato desidrogenase específica do testículo, 43kDa, SWISS P29803). Validado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade em humano, camundongo, rato. Ideal para estudos de metabolismo mitocondrial e espermatogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho PDHA2
Observações/Apelido	PDHAL; SPGF70; PDHA2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5161
ID do Gene	5161
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 119-388 do PDHA2 humano (NP_005381.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P29803
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Saco de Gelo