

Pdhx Coelho Pab Para Wb, Ip, Elisa - 000330

Número do item: CM0027208



introdução

PDHX Coelho pAb é um anticorpo policlonal validado para WB, IP e ELISA. Detecta PDHX humano, de rato e de camundongo, uma proteína mitocondrial crucial para a montagem do complexo da piruvato desidrogenase e para o metabolismo energético.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	PDHX Coelho pAb
Observações/Apelido	E3BP; OPDX; PDX1; proX; DLDBP; PDHxD; PDHX
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8050
GeneID	8050
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	000330
Peso Proteico	54kDa
Envio	Saco de gelo