

Anticorpo Policlonal De Coelho Contra Pdk4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q16654

Número do item: CM0028757



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-PDK4 validado para Western blotting, IHC-P e ELISA. Detecta PDK4 humano, de camundongo e rato, uma quinase mitocondrial que regula o metabolismo da glicose e dos ácidos graxos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PDK4 Rabbit pAb
Observações/Alias	PDK4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5166
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 312-411 do PDK4 humano (NP_002603.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16654
Peso da Proteína	46kDa
Envio	Saco de gelo