

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pdk4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16654

Número do item: CM0016813



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-PDK4 de alta qualidade, validado para aplicações de WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com PDK4 humano, de camundongo e de rato (46 kDa). Ideal para o estudo do metabolismo da glicose e dos ácidos graxos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	PDK4 pAb de coelho
Observações/Alias	PDK4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5166
GeneID	5166
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 102-411 do PDK4 humano (NP_002603.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q16654
Peso da proteína	46 kDa
Envio	Bolsa de gelo