

Mab De Coelho Anti-Pdxk Para Wb, If/Icc, Elisa - 000764

Número do item: CM0011704



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-PDXK validado para WB, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para o estudo do metabolismo da vitamina B6, de enzimas dependentes de PLP e da doença de Charcot-Marie-Tooth tipo 6C.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-PDXK
Observações/Alias	PKH, PNK, HMSN6C, PRED79, C21orf97, HEL-S-1a, C21orf124
Espécie	Humana
GeneID (humano)	8566
GeneID	8566
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 213-312 da PDXK humana (NP_003672.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
SWISS	O00764
Peso molecular	27 kDa/32 kDa/35 kDa
Envio	Bolsa de gelo