

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd94 Pe Para Citometria De Fluxo - O54707

Número do item: CM0009437

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE contra CD94 de camundongo (Klrd1), validado para citometria de fluxo. Tem como alvo o receptor inibitório de células NK para pesquisa de ponto de verificação imune e imuno-oncologia. Reage cruzadamente com camundongo. 21kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-CD94 de Camundongo mAb PE
Observações/Apelido	CD94
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3824
GeneID	16643
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 59-179 do CD94 de camundongo (NP_034784.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	O54707
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Saco de gelo