

Anticorpo Monoclonal Pe Anti-Humano Cd15/Ssea-1 Para Citometria De Fluxo - P22083

Número do item: CM0004915

introdução

Este anticorpo monoclonal de camundongo conjugado com PE tem como alvo específico o CD15/SSEA-1 (FUT4) humano, uma glicosiltransferase que gera o antígeno Lewis X. Ideal para detecção por citometria de fluxo (FC). Acesso Swiss: P22083.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Mouse anti-Human CD15/SSEA-1 mAb
Observações/Alias	LeX; CD15; ELFT; FCT3A; FUTIV; SSEA-1; FUC-TIV
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2526
GeneID	2526
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P22083
Peso da Proteína	59kDa
Envio	Bolsa de gelo