

Anticorpo Monoclonal Pe Anti-Humano Cd171/L1Cam Para Citometria De Fluxo - P32004

Número do item: CM0011359



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE direcionado ao CD171/L1CAM humano, validado para citometria de fluxo. Suporta pesquisas sobre adesão celular neural, desenvolvimento cerebral e distúrbios neurológicos associados ao L1CAM.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal PE de Coelho Anti-Humano CD171/L1CAM
Observações/Apelido	S10; HSAS; HYCX; MASA; MIC5; SPG1; CAML1; CD171; HSAS1; N-CAML1; NCAM-L1; N-CAM-L1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3897
GeneID	3897
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-1120 do CD171/L1CAM humano (NP_000416.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P32004
Peso Proteico	140kDa/139kDa
Envio	Em saco de gelo