


Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Cd209/Dc-Sign Conjugado Com Pe Para Citometria De Fluxo - Q9Nnx6

Número do item: CM0009717



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado ao CD209/DC-SIGN humano, validado para citometria de fluxo. Adequado para o estudo da função de células dendríticas, reconhecimento de patógenos e resposta imune em amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Humano CD209/DC-SIGN mAb
Observações/Apelido	CDSIGN; CLEC4L; DC-SIGN; DC-SIGN1; hDC-SIGN
Espécie	Humano
ID do Gene (humano)	30835
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 59-404 do CD209/DC-SIGN humano (NP_066978.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NNX6
Peso Proteico	4kDa/18kDa/30kDa/33kDa/35kDa/37kDa/41kDa/43kDa/45kDa

Envio