

Anticorpo Monoclonal Pe Anti-Humano Cd22 Para Citometria De Fluxo - P20273

Número do item: CM0004173



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado ao CD22 humano (Siglec-2), validado para citometria de fluxo. Ideal para imunofenotipagem de células B, pesquisa de linfoma e estudos de sinalização do receptor de células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Rabbit anti-Human CD22 mAb
Observações/Alias	SIGLEC2; SIGLEC-2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	933
GeneID	933
Imunôgênio	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P20273
Peso da Proteína	95kDa
Envio	Bolsa de gelo