

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd27 Humano Conjugado Com Pe Para Citometria De Fluxo - P26842

Número do item: CM0006181



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado ao CD27 humano, um receptor de checkpoint imunitário coestimulador em células T, células B e células NK. Validado para citometria de fluxo para estudar a ativação de células T e a formação de memória mediadas pelo CD27.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	mAb anti-CD27 Humano de Coelho conjugado com PE
Observações/Alias	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	939
ID do Gene	939
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P26842
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Bolsa de gelo