

Anticorpo Monoclonal Pe Anti-Cr2/Cd21 Humano Para Fc - P20023

Número do item: CM0004746



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE contra CR2/CD21 humano, validado para citometria de fluxo. Tem como alvo o receptor do complemento tipo 2 (receptor de C3d/EBV), um coreceptor de células B e mediador de entrada viral. Ideal para pesquisa em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE de Coelho anti-CR2/CD21 Humano
Observações/Alias	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1380
ID do Gene	1380
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-971 do CD21 humano (NP_001868.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P20023
Peso da Proteína	110kDa/113kDa/118kDa/119kDa
Envio	Bolsa de gelo