

Anticorpo Monoclonal Pe Anti-Met/C-Met Para Citometria De Fluxo - P08581

Número do item: CM0010444



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE visa o Met/c-Met humano, validado para citometria de fluxo intracelular (FC). O imunogénio recombinante (aa 25-932) garante especificidade, apoiando estudos em oncologia, desenvolvimento e sinalização de recetores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Humano Met/c-Met mAb
Observações/Pseudônimo	DA11, HGFR, AUTS9, RCCP2, c-Met, DFNB97
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4233
ID do Gene	4233
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-932 do Met/c-Met humano (NP_000236.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P08581
Peso da Proteína	156kDa
Envio	Saco de gelo