

Anticorpo Monoclonal Pe Anti-Cd11C De Camundongo - Q9Qxh4

Número do item: CM0005831

introdução

Anticorpo monoclonal de hamster armênio conjugado com PE direcionado ao CD11c de camundongo (Integrina alfa-X). Projetado para aplicações de citometria de fluxo para estudar respostas inflamatórias, adesão de monócitos e eritrofagocitose em modelos de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal PE anti-CD11c de Camundongo
Observações/Apelido	Cr4; N418; Cd11c
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	3687
GeneID	16411
Imunógeno	Proteína recombinante de CD11c de camundongo
Fonte	Hamster Armênio
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9QXH4
Peso Proteico	129kDa
Envio	Saco de Gelo