


Anticorpo Monoclonal Pe Anti-Camundongo Cd38 Para Citometria De Fluxo - P56528

Número do item: CM0008256



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE contra CD38 de camundongo, validado para citometria de fluxo. Útil para estudar sinalização mediada por CD38, mobilização de cálcio e ativação de linfócitos. SWISS: P56528.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal PE de Coelho Anti-Camundongo CD38
Observações/Apelido	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	952
GeneID	12494
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 45-304 do CD38 de camundongo (NP_031672.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P56528
Peso Molecular da Proteína	34kDa
Envio	Em saco de gelo