

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd4 De Camundongo Conjugado Com Pe Para Citometria De Fluxo - P06332

Número do item: CM0009427

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE contra CD4 de camundongo (L3T4, Ly-4). Validado para citometria de fluxo (FC). Adequado para a identificação de células T auxiliares em estudos de imunologia murina, perfil imunológico e desenvolvimento de ensaios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-CD4 de camundongo conjugado com PE
Observações/Alias	L3T4; Ly-4
Espécie	Camundongo
GeneID	12504
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-394 do CD4 de camundongo (NP_038516.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P06332
Peso da Proteína	51 kDa
Transporte	Bolsa de gelo