

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd69 De Camundongo Conjugado Com Pe Para Citometria De Fluxo - P37217

Número do item: CM0008528

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE, específico para CD69 de camundongo (SWISS P37217). Validado para citometria de fluxo. Ideal para estudar a ativação de células T e a homeostase das células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb PE de coelho anti-CD69 de camundongo
Observações/Apelidos	AIM; VEA; 5830438K24Rik
Espécie	Camundongo
ID do gene (humano)	969
ID do gene	12515
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 64–199 do CD69 de camundongo (NP_001028294.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	P37217
Peso da proteína	22 kDa
Envio	Bolsa de gelo