


Anticorpo Monoclonal Anti-Mhc De Classe Ii De Camundongo (I-A/I-E) Conjugado Com Pe Para Citometria De Fluxo - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

Número do item: CM0009858



introdução

Anticorpo monoclonal de rato conjugado com PE direcionado a moléculas de MHC de Classe II I-A/I-E de camundongo. Validado para citometria de fluxo, adequado para pesquisas de imunologia e imuno-oncologia. Especificidade para P18468, P06342, Q3U060, P14435.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Rato anti-MHC de Classe II de Camundongo (I-A/I-E) mAb
Observações/Apelido	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb;IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha
Espécie	Camundongo
GeneID	14969/14961/381091/14960
Imunógeno	Proteína recombinante de MHC de Classe II de camundongo (I-A/I-E)
Fonte	Rato
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P18468/P06342/Q3U060/P14435
Peso da Proteína	30kDa/32kDa/26kDa
Envio	Saco de gelo