

Anticorpo Monoclonal Pe Anti-Tcr Γ/Δ De Camundongo Para Citometria De Fluxo - Tcrdelta

Número do item: CM0007817

introdução

Anticorpo monoclonal de hamster-armênio conjugado com PE contra o TCR γ/δ de camundongo. Validado para citometria de fluxo, adequado para o estudo de populações de células T $\gamma\delta$ em pesquisas do sistema imunológico de camundongos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	mAb PE anti-TCR γ/δ de camundongo
Observações / Alias	Tcrdelta; TCRGV1S1; TCRGV2S1; TCRGV3S1; TCRGV5S3
Espécie	Camundongo
ID do Gene	110066/110067
Imunógeno	Proteína recombinante do TCR γ/δ de camundongo
Origem	Hamster-armênio
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
Transporte	Bolsa de gelo