

Anticorpo Monoclonal Pe Anti-Camundongo/Humano Cd55 Para Citometria De Fluxo - Q61475

Número do item: CM0009296

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE contra CD55 (DAF) de camundongo/humano, validado para citometria de fluxo. Tem como alvo o fator de aceleração do decaimento do complemento, uma proteína ancorada em GPI que inibe as convertases C3/C5. Ideal para pesquisa em imuno-oncologia e complemento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal PE de Coelho Anti-Camundongo/Humano CD55
Observações/Apêndice	Daf; Daf1; Daf-GPI; GPI-DAF
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	1604
GeneID	13136
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-361 do CD55/DAF de camundongo (NP_034146.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q61475
Peso Proteico	42KDa
Remessa	Em saco de gelo