


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Vegfr-3/Flt-4 Conjugado Com Pe Para Citometria De Fluxo - P35916

Número do item: CM0011762



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE, direcionado contra o VEGFR-3/FLT-4 humano. Imunogénio recombinante (aa 25-776). Validado para a deteção por citometria de fluxo em amostras humanas. Ideal para investigação da linfangiogénese e da biologia vascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-VEGFR-3/FLT-4 humano conjugado com PE
Observações/Alíás	PCL, CHTD7, FLT-4, FLT41, LMPH1A, LMPHM1, VEGFR3, VEGFR-3
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	2324
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-776 do VEGFR3/FLT4 humano (NP_002011.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P35916
Peso da Proteína	153 kDa
Envio	Embalagem de gelo