

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Pe-Cf594 Anti-Humano Bcl6 Mab - P41182

Número do item: CM0009765



### introdução

Anticorpo monoclonal conjugado direcionado ao BCL6 humano para citometria de fluxo intracelular. Reconhece o BCL6, um repressor transcricional essencial para as reações do centro germinativo, com aplicações em pesquisa de imunologia e oncologia.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Anticorpo monoclonal de Coelho PE-CF594 anti-Humano BCL6 mAb                                                                 |
| Observações/Apelido | BCL5; LAZ3; BCL6A; ZNF51; ZBTB27                                                                                             |
| Espécie             | Humano                                                                                                                       |
| GeneID (Humano)     | 604                                                                                                                          |
| GeneID              | 604                                                                                                                          |
| Imunôgenio          | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 235-350 do BCL6 humano (NP_001124317.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                       |
| Aplicação           | CF (intracelular)                                                                                                            |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                       |
| SWISS               | P41182                                                                                                                       |
| Peso Proteico       | 79kDa                                                                                                                        |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                |