

Mab De Coelho Anti-Cd69 Humano/De Macaco Conjugado A Pe-Cf594 Para Citometria De Fluxo - Q07108

Número do item: CM0008663



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE-CF594, direcionado ao CD69 humano e de macaco, validado para citometria de fluxo. Detecta o antígeno de ativação precoce em células T, células B e células NK; 23 kDa; apresenta reação cruzada com macacos cynomolgus.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD69 humano/de macaco conjugado a PE-CF594
Observações/alias	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26
Espécie	Humano
GeneID (humano)	969
GeneID	969
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 78-199 do CD69 humano (NP_001772.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humano, cynomolgus
SWISS	Q07108
Peso da proteína	23 kDa
Envio	Bolsa de gelo