

Anticorpo Monoclonal De Coelho Pe-Cf594 Anti-Hla-Dr Humano/Macaco Para Citometria De Fluxo - P01903

Número do item: CM0009779



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE-CF594 contra a cadeia alfa do HLA-DR humano e de macaco cynomolgus (P01903), otimizado para citometria de fluxo (FC). Permite a detecção de células apresentadoras de antígeno que expressam MHC classe II em pesquisas de imunologia e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho PE-CF594 anti-HLA-DR Humano/Macaco
Observações/Apêndice	HLA-DRA1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3122
GeneID	3122
Imunógeno	Proteína recombinante do HLA-DR humano.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P01903
Peso Proteico	29kDa
Envio	Em saco de gelo