


Pe-Cf594 Coelho Anti-Humano/Rato Pdgfr α /Cd140A Anticorpo Monoclonal Para Fc - P16234

Número do item: CM0005042



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE-CF594 contra PDGFR α /CD140a humano e de rato, validado para citometria de fluxo. Adequado para o estudo da sinalização do receptor de PDGF, proliferação celular, desenvolvimento embrionário e pesquisa oncológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE-CF594 Coelho anti-Humano/Rato PDGFR α /CD140a mAb
Observações/Apelido	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2
Espécie	Humano/Rato
ID do Gene (Humano)	5156
ID do Gene	5156
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-524 do PDGFR α humano/rato (NP_006197.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P16234
Peso da Proteína	123kDa
Envio	Saco de gelo