

Anticorpo Monoclonal Anti-Mouse Cd22 Conjugado Com Pe Para Citometria De Fluxo - P35329

Número do item: CM0009149



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho anti-mouse CD22 conjugado com PE foi desenvolvido para citometria de fluxo. Ele liga-se ao receptor de células B CD22 (Siglec-2) e facilita a identificação e análise funcional de células B em amostras de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Rabbit anti-Mouse CD22 mAb
Observações/Apelido	Lyb8; Lyb-8; A530093D23
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	933
GeneID	12483
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-151 do CD22 de camundongo (NP_033975.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P35329
Peso da Proteína	89kDa/93kDa/97kDa
Envio	Saco de gelo