

Anticorpo Monoclonal Pe De Rato Anti-Humano Cd11B Para Fc - P11215

Número do item: CM0004505



introdução

Anticorpo monoclonal de rato conjugado com PE que tem como alvo o CD11b humano (Integrina alfa-M, MAC-1) para citometria de fluxo.

Específico para CD11b humano, um receptor de adesão leucocitária de 127 kDa envolvido na imunidade inata e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE de Rato anti-Humano CD11b
Observações/Alias	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3684
GeneID	3684
Imunogênio	Um peptídeo sintetizado derivado do CD11b humano
Origem	Rato
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P11215
Peso da Proteína	127kDa
Envio	Bolsa de gelo