

Anticorpo Monoclonal De Camundongo Anti-Humano Cd11C Conjugado Com Pe Para Citometria De Fluxo - P20702

Número do item: CM0003993



introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo conjugado com PE que visa especificamente o CD11c humano (Integrina alfa-X, ITGAX). Validado para citometria de fluxo (FC) e reativo cruzado com amostras humanas. Útil para estudar adesão de monócitos, quimiotaxia e eritrofagocitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Camundinho anti-Humano CD11c mAb
Observações/Apelido	CD11C; SLEB6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3687
Imunógeno	Proteína recombinante do CD11c humano.
Fonte	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P20702
Peso da Proteína	128kDa
Envio	Saco de gelo