

Anticorpo Monoclonal De Rato Anti-Humano Cd15/Ssea-1 Conjugado Com Pe Para Fc - P22083

Número do item: CM0012294

introdução

Anticorpo monoclonal de rato conjugado com PE que visa o epítopo CD15/SSEA-1 (FUT4) humano, validado para citometria de fluxo. Adequado para pesquisa em biologia de leucócitos, caracterização de células-tronco e estudos de adesão mediada por selectinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Rato anti-Humano CD15/SSEA-1 mAb
Observações/Apelido	LeX; CD15; ELFT; FCT3A; FUTIV; SSEA-1; FUC-TIV
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2526
GeneID	2526
Imunogénio	Peptídeo sintético derivado de CD15/SSEA-1 humano
Fonte	Rato
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P22083
Peso da Proteína	59kDa
Envio	Saco de gelo